

Apogee 5300 Elite destaca tanto en exámenes generales como especializados, lo que lo convierte en una solución excelente para mejorar la precisión y la eficacia del diagnóstico en diversas aplicaciones, incluyendo OB/GYN y radiología.



- ✓ Diseño Ergonómico
- ✓ Imágenes Realistas
- ✓ Aplicaciones Inteligentes
- ✓ Diagnóstico Fiable
- ✓ Flujo de Trabajo Eficiente



MAI

Anything, Anytime, Anywhere
Live Service for Imaging

SIUI

Shantou Institute of Ultrasonic Instruments Co., Ltd.
Add: No.77, Jinsha Road, Shantou 515041 Guangdong, China



Distribuidor autorizado:
First Medical Depot by Guzman SRL
Av. 27 de Febrero, Edif Miraflores No.29 Santo Domingo, Rep. Dom.
Tell: +1 (809)-221-4147 Whatsapp: +1 (809) 754-4994
ventas@fmedicalrd.com
www.fmedicalrd.com

SIUI

Apogee 5300 Elite


Sistema Digital de Ecografía
Doppler en Color

Extraordinarias Capacidades Diagnósticas en OB / GYN




Auto OB mide automáticamente los resultados comunes de biometría fetal (por ejemplo, HC, BPD, OFD, AC, FL) en secciones estándares para mejorar la precisión y eficiencia de la operación.

Auto Hip minimiza la posibilidad de diagnósticos erróneos en la evaluación y clasificación de la displasia de cadera mediante la identificación automática de la línea de base y la línea superior del hueso y el cartílago, junto con la medición de los ángulos α y β .





Lumi 4D permite ajustar el ángulo de la fuente de luz para obtener imágenes estereoscópicas estáticas del feto en tiempo real.

Extraordinarias Capacidades Diagnósticas en Radiología



CHI mejora el contraste entre las lesiones y los tejidos vecinos para visualizar de forma intuitiva el estado de perfusión del órgano, lo que facilita el diagnóstico diferencial preciso de determinadas enfermedades..

Strain Elastography visualiza la rigidez de los tejidos en tiempo real para detectar posibles anomalías.




Needle Enhancement mejora la visibilidad de la posición de la aguja durante el procedimiento de biopsia para mejorar la precisión de la operación.


Experiencia Operativa sin Esfuerzo



Seguimiento de la Semana Gestacional




Visualización de Hojas de Cálculo en Tiempo Real




Asistente de Medición


GALERÍA DE IMÁGENES




Arteria renal del feto - CFM



Coriocarcinoma endometrial - 2B Modo



Defecto septal auricular- CW



Riñón - CFM